

原位杂交仪

SH2000



产品介绍：

- ◆ SH2000原位杂交仪采用微处理技术结合PID控制方式，实现12张玻片的变性和杂交过程。密封式上盖和加湿部件确保杂交环境更加理想，集成了变性/杂交、杂交、多步运行三种操作模式，适用于多种原位杂交实验。

产品特点：

- ◆ 全触摸屏操作，友好的人机操作界面。
- ◆ 中/英文菜单可选。
- ◆ 支持断电恢复功能，运行过程出现意外断电，在电力恢复后可按原定程序自动恢复运行。
- ◆ 支持运行结束后自动降温功能。
- ◆ 支持自动预热功能。
- ◆ 平台控温精度高，温度波动小。
- ◆ 可同时处理12片载玻片。
- ◆ 支持105个自定义程序储存功能。
- ◆ 集成了变性&杂交、杂交、多步运行三种操作模式。

性能指标：

项目	参数
控温范围	室温+5℃~100℃
控温精度	≤±1℃
升温时间	≤2分钟(37℃升温到95℃)
温度均匀性	≤±1℃
电压	AC220V/50Hz
样本容量	12片

项目	参数
时间设置	1min~99h59min
温度设置范围	0℃~100℃
降温时间	≤6分钟(95℃降温到45℃)
输入功率	350W
外形尺寸	440×220×120mm
总重量	4.5kg



深圳亨睿生物科技有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道39区华丰创业基地二期A座508
电话：0755-27225204 网址：www.szhrbio.com

